

製品名: N 末端切断型 GSDME ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe87516**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から 12 ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000
分子量	Calculated MW:55 kDa; Observed MW:33 kDa

抗原情報

遺伝子名	Cleaved N-terminal GSDME
別名	DFNA5; ICERE-1
遺伝子 ID	1687
SwissProt ID	O60443
免疫原	マウスの切断された N 末端 GSDME の合成ペプチド

背景


聴覚障害は 40 以上の遺伝子座が報告されている、多様で多様な疾患です。この遺伝子によってコードされるタンパク質は胎児蝸牛で

発現しますが、その機能は不明です。非症候性聴覚障害は、この遺伝子の変異と関連しています。この遺伝子には、2つの異なるアイソフォームをコードする3つの転写バリエーションが見つっています。[RefSeq 提供、2008年7月]

研究分野

-

画像データ



切断された N 末端 GSDME ウサギモノクローナル抗体を 1:2000 で使用して、マウス脳、マウス筋肉組織からの抽出物のウエスタンブロット分析。