

## 製品名: モノ/ジ/トリメチル-ヒストン H3 (Lys79) ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe87558

研究使用のみ

### 概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

### 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:500-1:2000
分子量	Calculated MW:15 kDa; Observed MW:17 kDa

### 抗原情報

遺伝子名	Mono/Di/TriMethyl-Histone H3
別名	H3/A; H3FA
遺伝子 ID	8350
SwissProt ID	P68431
免疫原	ヒトヒストン H3 の Lys79 周囲の残基に対応する合成メチルペプチド

### 背景


ヌクレオソームの中核構成要素。ヌクレオソームは DNA をクロマチンに包み込み、DNA を鋳型として利用する細胞機構への DNA の

アクセスを制限します。そのため、ヒストンは転写制御、DNA 修復、DNA 複製、そして染色体の安定性において中心的な役割を果たします。DNA へのアクセスは、ヒストンの複雑な翻訳後修飾（ヒストンコードとも呼ばれます）とヌクレオソームリモデリングによって制御されています。

## 研究分野

-

## 画像データ



モノ/ジ/トリメチルヒストン H3 (Lys79) ウサギモノクローナル抗体 (1:1000) を使用した HeLa、3T3 細胞抽出物のウエスタンブロット分析。