

製品名: ZNFX1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe87793**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000
分子量	Calculated MW:220 kDa; Observed MW:220 kDa

抗原情報

遺伝子名	ZNFX1
別名	KIAA1404; NFX1-type zinc finger-containing protein 1
遺伝子ID	57169
SwissProt ID	Q9P2E3
免疫原	ヒト ZNFX1 の組み換えタンパク質


背景

-

研究分野

-

画像データ



C2C12、RAW264.7、PC-12 細胞抽出物を ZNFX1 ウサギモノクローナル抗体 1:1000 でウエスタンブロット分析しました。