

제품명: PPAR 델타(4G5) 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM00782

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보오덴빌리트 0.02% 아지트와 투름을 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 50 kDa; Observed MW: 50 kDa

항원 정보

유전자명	PPARD
다른 이름	FAAR; NR1C2; NUC1; Peroxisome proliferative activated receptor delta
유전자 ID	5467
SwissProt ID	Q03181
면역원	인간 PPAR 델타 항원 펩타이드


배경

리피드 합성 전사 인자 지질 저해 및 생체 지방산 대사와 관련이 있는 유전자 중 유전자 발현에 관여하는 유전자 발현 및 대사 관련 유전자 발현은 중추 신경계에 대한 신호를 보이며 리피드 대사에 관여하며 이는 유전자 발현의 조절에 관여한다. 지방산 대사와 관련이 있는 유전자 발현을 조절한다. 이 단백질은 CoA 산화수 유전자 발현을 조절한다. 리피드 대사에 관여하며 NPC1L1의 발현을 감소시킨다.


연구 분야

후유학핵산염

이미지 데이터



과민에 포함된 뇌 조직의 면역조직화학 분석은 PPAR δ (4G5) 항를 사용하여 수행되었다. 항원 특이성 과민 및 고온 pH 6.0 시트산염 용액을 사용한다.



PPAR δ (4G5) 항를 사용한 과민에 포함된 뇌 조직의 면역조직화학 분석은 항원 특이성을 위해 고온 pH 6.0 시트산염 용액을 사용한다.