

**제품명: PPAR 델타(4F4) 마우스 단클론 항체**

**카탈로그 번호: AMM00784**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보오덴빌리트 0.02% 아세트산 트리스을 함유한 PBS 용액 (pH 7.3)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:50-1:100
분자량	-

## 항원 정보

유전자명	PPARD
다른 이름	FAAR; NR1C2; NUC1; Peroxisome proliferative activated receptor delta
유전자 ID	5467
SwissProt ID	Q03181
면역원	인간 PPAR 델타 항원 펩타이드


## 배경

리피드 대사 관련 효소인 지방산 산화효소인 PPAR 계열은 유전자 발현에 관여하는 중요한 단백질로 알려져 있습니다. PPAR 계열은 지방산 산화, 지방산 대사, 그리고 지방산 대사 관련 효소의 발현을 조절하는 역할을 합니다. PPAR 계열은 지방산 산화, 지방산 대사, 그리고 지방산 대사 관련 효소의 발현을 조절하는 역할을 합니다. PPAR 계열은 지방산 산화, 지방산 대사, 그리고 지방산 대사 관련 효소의 발현을 조절하는 역할을 합니다.


## 연구 분야

후생유전학/핵산염기

## 이미지 데이터



피넛에피네프린 세포의 PPAR 발현(4F4) 항체를 이용한 면역조직화 분석을 위해 고염색액의 pH 6.0 시약을 적용하여 사용했다.



피넛에피네프린 세포의 면역조직화 분석은 PPAR 발현(4F4) 항체를 사용하여 수행했다. 항체는 고염색액의 pH 6.0 이상을 사용했다.