

제품명: GATA6(3H3) 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM03431

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산 트리스염인 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 60 kDa; Observed MW: 60 kDa

항원 정보

유전자명	GATA6
다른 이름	GATA6; Transcription factor GATA-6; GATA-binding factor 6
유전자 ID	2627
SwissProt ID	Q92908
면역원	-

배경

최종 희석 또는 증을 잘하는 데 중요하고 여친다.

연구 분야

후유전학핵산염기

이미지 데이터

Hela 및 293 세포에서 GATA6 항을 사용하여 GATA6의 단백질 분리를 수행합니다.

