

제품명: KSHV ORF45 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM80507

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, ELISA
반응성	KSHV
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지트라이올 함유된 PBS 용해정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보


유전자명	KSHV ORF45
다른 이름	ORF45
유전자 ID	4961474.0
SwissProt ID	-
면역원	대장균에서 발효된 KSHV ORF45 의 정제된 재조합 단백질

배경

카시지종 바이러스 바이러스(KSHV)는 감마(2)-헤르페스 바이러스에 속하며 주요 면역 조절 인자입니다.

연구 분야

이미지 데이터



TPA 로유된 BCBL-1 세포(A)와 유독성 BCBL-1 세포(B)에 대해 KSHV ORF45 마우스 표지자(AEC) 염색이 한 면에 표지자 분을 수행했다.