

제품명: TYRO3 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM80593

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ICC, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.03% 아지드와 투박을 함유한 PBS.
정제	천상정제

적용

희석 비율	ICC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	TYRO3
다른 이름	BYK; Brt; Dtk; RSE; Sky; Tif; FLJ16467
유전자 ID	7301.0
SwissProt ID	Q06418
면역원	대장에서 발현된 TYRO3 의 정제된 재조합 단백질

배경


티로신 키나제(TYRO3)는 티로신 키나제 계열 AXL/UFO 하위 계열에 속하며 수용체 티로신 키나제(UFO 계열) Rse(Tyro3 또는 Sky 라도함)와 UFO(Tyro7 또는 Axl 역도함)로 구성된다. Rse는 Brt와 Ekt-2 라는 두 가지 형태를 가진다. Brt는 Rse의 C-말에 차이가 있고 더 중한 차이는 Rse에 존재하는 N-말단 31개의 아미노산 서열이 없고 대신 27개의 아미노산으로 이루어진 Brt 특이 서열이 있는 것이다. 이러한 차이로 인해 Brt는 세포에 존재하면 Rse는 세포에 발현하는 것으로 추정된다. Ekt-2 또한 N-말단 서열이 없고 대신 45개의 아미노산으로

EnkiLife-2 특허가 있습니다. 단, 발명권은 전 세계에 대한 신소권을 매겨서 세포대사 전자 세포주 은행 세포골격재형및세포이동 세포사멸및분화를 조절합니다.

연구 분야

-

이미지 데이터



메들고항 MCF-7 및 HepG2 세포의 형광염색결과 세포및세포이동속도변화가 관찰되었다.