

제품명: PAR1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM80681

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ELISA, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.03% 아지다나 부틸을 함유한 PBS.
정제	천상정제

적용

희석 비율	ELISA 1:5000-1:20000, FC 1:200-1:400
분자량	-

항원 정보


유전자명	PAR1
다른 이름	PAR1; D15S227E
유전자 ID	145624.0
SwissProt ID	-
면역원	대장에서 발현된 PAR1의 정제된 세포외도메인

배경


PAR1: Prader-Willi/Angelman 지역1 .

연구 분야

이미지 데이터



PAR1 무스딘용량(복)와 음성 대조(빨색)를 사용하여 HeLa 세포유세포분석법으로 분석한 결과



PAR1 무스딘용량(복)와 음성 대조(빨색)를 사용하여 k562 세포유세포분석법으로 분석한 결과