

제품명: PDGFR 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM80751

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유 PBS 용액 중의 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	190kDa

항원 정보

유전자명	PDGFR
다른 이름	JTK12; PDGFR; CD140B; PDGFR1; PDGFRB
유전자 ID	5159.0
SwissProt ID	P09619
면역원	대장에서 발현된 정제된 PDGFR β 재조합 단백질


배경

혈관위상인 수용체 비결합이 PDGFRB, PDGFR 이 포함

연구 분야

PI3K-Akt 신호경로 MAPK 신호경로 하신호경로

이미지 데이터



NIH/3T3 세포용질에 대한 PDGFR 마우스 mAb 를 사용한 웨스턴 블롯 분석(1).