




1(FAK)은 세포의 집적 요구 조건에 상충하는 세포에 형성된 초점착부에 집중적으로 발현되는 발현되는 비양성 단백질은 카제인이다. 이 항체는 내국화 다음안에 의해 조절된다.


## 연구 분야

PI3K-Akt 신호전달경로

## 이미지 데이터



FAK 마우스 단일항체(녹색)를 이용한 A549 세포 면역형광분석. 표색: DRAQ5 형광 DNA 염색



FAK 마우스 단일항체(녹색)와 양성 대조군(파랑)을 사용하여 Raji 세포를 유세포분석기로 분석한 결과