

제품명: FLT3 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM81226

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드화 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	130kDa

항원 정보

유전자명	FLT3
다른 이름	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
유전자 ID	2322.0
SwissProt ID	P36888
면역원	정제된 인간 FLT3 재조합 단백질(아미노산 930-991)을 대량에 발한 것


배경

이 유전자는 조혈 전구세포의 형성 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이 유전자는 5 개의 엑손을 유전자로 구성되어 있으며, 각각은 각각의 단백질 코딩 영역을 생성합니다. FLT3는 조혈 전구세포의 생존과 증식에 중요한 역할을 합니다. FLT3는 또한 조혈 전구세포의 분화 및 발달에 중요한 역할을 합니다. FLT3는 또한 조혈 전구세포의 분화 및 발달에 중요한 역할을 합니다. FLT3는 또한 조혈 전구세포의 분화 및 발달에 중요한 역할을 합니다.


연구 분야

PI3K-Akt 신호전달경로, 후신신경계


이미지 데이터



검색선 대수항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng);



파편에 포함된 각 암 조직에 대한 FLT3 마우스 뇌 조직에 DAB 염색이 용인 면역조직화학 분석



파편에 포함된 각 암 조직에 대한 FLT3 마우스 뇌 조직에 DAB 염색이 용인 면역조직화학 분석