

**제품명: DAPK3** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM81334**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB,IHC,ELISA,FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
분자량	52.5kDa

## 항원 정보

유전자명	DAPK3
다른 이름	ZIP; ZIPK
유전자 ID	1613.0
SwissProt ID	O43293
면역원	정제된 인간 DAPK3 재조합 단백질(아미노산 28-161)을 사용하여 발효시킨 것


## 배경

세포 사멸 관련 단백질 키나제 B(DAPK3)은 포유류 세포에서 발견되는 세포 사멸과 관련된 단백질입니다. 이러한 결과는 DAPK3가 세포 사멸에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.


## 연구 분야

세포질


## 이미지 데이터




검색선 대조항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng);



A431(1), K562(2) 세포종에 대한 DAPK3 마우스 mAb 를 사용하여 단백질 분석



DAPK3 마우스 mAb (녹색)와 음성 대조(빨색)를 사용하여 A431 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과



과편이 표본 인간 직장 조직에 대한 DAPK3 마우스 mAb와 DAB 염색이 용인 면역조직화학 분석