



연구 분야


이미지 데이터




검색선 대수항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 표색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng);




Rab13 마우스 특항(녹색)을 이용한 HeLa 세포 면역형광분석 표색 DRAQ5 형광 DNA 염료 빨색 염료 팔미트는 Alexa Fluor-555 팔미트로 표색했다.



Rab13 마우스 특항(녹색)외 음성 대조군 빨색을 사용하여 K562 세포를 유세포분석기로 분석한 결과



Rab13 마우스 특항에 DAB 염색이 용한 표본 조직에 대한 면역조직화학 분석



Rab13 마우스 뇌 조직에 DAB 염색을 통한 면역조직화학 분석