

제품명: NS1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM81797

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ELISA, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	ELISA 1:5000-1:20000, FC 1:200-1:400
분자량	7.5kDa

항원 정보


유전자명	NS1
다른 이름	Human parvovirus B19 isolate Vn115 NS1
유전자 ID	DQ357065.1
SwissProt ID	-
면역원	대장균에서 발효된 정제된 인공 단백질 NS1 재합체(아산화 1-216).

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



검색선 대수항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)



NS1 마우스 monoclonal antibody (녹색)와 음성 대조군(빨색)을 사용하여 HeLa 세포를 유세포 분석법으로 분석한 결과