



조건에 중화 반응을 할 수 있음을 시사한다.

연구 분야


이미지 데이터



검색선 대수항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)



PRKAG3 마우스 클항체(적색)를 이용한 HeLa 세포 면역형광분석. 파색: DAPI 핵염색, 빨색: DRAQ5 핵염색, 녹색: Alexa Fluor-555 표지된 클항체이다.



과편에 과편인간 조직 조직에 대한 PRKAG3 마우스 클항체(DAB 염색)를 이용한 면역조직화학분석