



연구 분야

세포면역


이미지 데이터



검색선 대수항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)



MOLT4(1), K562(2), Ramos(3), HL-60(4), THP-1(5) 및 U937(6) 세포종들에 대한 PD1 마우스 mAb 를 사용하여 단백질 분석



PD1 마우스 단클론항체(녹색)와 음성 대조군(빨색)을 사용하여 HeLa 세포를 유세포분석법으로 분석한 결과