

제품명: CD96 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82121

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ELISA, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨 함유된 PBS 용액(정제항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	ELISA 1:5000-1:20000, FC 1:200-1:400
분자량	65.6kDa

항원 정보


유전자명	CD96
다른 이름	TACTILE
유전자 ID	10225.0
SwissProt ID	P40200
면역원	정제인간 CD96 재조합 단백질 (아민산 번호 321-519 번주)을 다량에 걸쳐 클론화

배경


이 유전자는 인간 백혈구 표면 수용체로 속한다. 이 세포는 항원-항체 복합체와 결합하여 면역 반응을 유도한다. 세포의 NK 세포 접착 분자에 결합할 수 있다. 항원-항체 복합체와 결합할 수 있다. 대체 클론을 통해 다른 아지드나트륨 용액에 정제된 항체를 생산된다.

연구 분야

이미지 데이터



검색선 대항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)



CD96 마우스 단클론항체(녹색)와 음성 대조군(빨색)을 사용하여 HL-60 세포를 유세포분석기로 분석한 결과