




## 연구 분야

TGF- $\beta$  신호전달경로 PI3K-Akt 신호전달경로 MAPK 신호전달경로 히스신호전달경로

## 이미지 데이터


O.D. ELISA Result



검색선 대조항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)

Serial Dilutions of Antibody

— Control Antigen = 100ng — Antigen = 10ng  
— Antigen = 50ng — Antigen = 100ng



CD334 마우스 monoclonal antibody를 사용하여 HL-60 세포를 유세포분석기로 분석한 결과