



연구 분야


이미지 데이터




검색선 농도(100ng); 보색선 농도(10ng); 파색선 농도(50ng); 빨색선 농도(100ng)



HEK293-6E(1), HEK293(2), K562(3), MOLT4(4), Jurkat(5) 및 PANC-1(6) 세포를 이용한 CD43 마우스 mAb 를 사용하여 웨스턴 블롯 분석



CD43 마우스 mAb (녹색)와 음성 대조군(빨색)을 사용하여 Jurkat 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과



과편이과편인 병용 조직에 대한 CD43 마우스 단클론항체 DAB 염색이 용인 면역조직화학 분석