

제품명: SARS-CoV-2-ACE2 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82615

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보


유전자명	SARS-CoV-2-ACE2
다른 이름	SARS-CoV-2-ACE2
유전자 ID	-
SwissProt ID	-
면역원	대장균에서 발효된 SARS-CoV-2-ACE2 의 정제된 세포 배양액

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



검색선 대조항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파란색선 항원(50ng); 빨간색선 항원(100ng)