

**제품명: D117L** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM82668**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	다분
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용해정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	D117L
다른 이름	p17
유전자 ID	22220336.0
SwissProt ID	Q89424
면역원	인 D117L(아미노산 1-117)의 정제된 재조합 단백질을 사용하여 발현시킨 것

## 배경

구조 단백질 p17 [아미노산 1-117]

## 연구 분야

## 이미지 데이터



인간 H117L mAb 를 사용하여 분석