

제품명: P22 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82669

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	다른
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	-

항원 정보


유전자명	P22
다른 이름	P22
유전자 ID	22220394.0
SwissProt ID	P23169
면역원	정제된 P22 재조합 단백질(아미노산 29-177)을 다량에 발현시킨 것

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



안티-P22 mAb 를 사용하여 단백질 분석