

제품명: P54 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82670

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	다른
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부름이 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	-

항원 정보


유전자명	P54
다른 이름	E183L
유전자 ID	AZI94751.1
SwissProt ID	B2MUM6
면역원	E. coli 에 발현된 정제된 P54 재조합단백(AA: (53-184)).

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



안티P54 mAb 를 사용한 웨스턴 블롯 분석