



연구 분야


이미지 데이터



검색선 대항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)



MUC12 마우스 단클론항체를 이용한 HeLa 세포 면역형광분석. 파색 DRAQ5 형광 DNA 염료, 빨색 안티 MUC12는 Alexa Fluor-555 표지된 항체였다.



MUC12 마우스 단클론항체(빨색)와 음대조군(파색)을 사용하여 Jurkat 세포 유세포분석으로 분석한 결과