

제품명: HSP70 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82775

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB,IHC,ELISA,FC
반응성	인간 쥐 생쥐 양성
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부름 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
분자량	94.3kDa


항원 정보

유전자명	HSP70
다른 이름	RY; APG-2; HSPH2; HSPA4 ; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52
유전자 ID	3308.0
SwissProt ID	P34932
면역원	포유류에서 발현된 정제된 인간 HSP70 재조합단(아미산 642-841)


배경

연구 분야


이미지 데이터




검색선 대항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)




HeLa(1), HepG2(2), Hek293(3), PC-12(4), A549(5), Jurkat(6), COS-7(7) 및 NIH/3T3(8) 세포 유형에 대한 HSP70 마우스 mAb 를 사용하여 단백질 분석




HSP70 마우스 mAb (녹색)와 음성 대조(빨색)를 사용하여 HeLa 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과



HSP70 마우스 mAb (녹색)와 음성 대조(빨색)를 사용하여 Jurkat 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과



과편에 과편인 병용염 조직에 대한 HSP70 마우스 단클론항체의 DAB 염색을 이용한 면역조직화학분석



과편에 과편인 정상염 조직에 대한 HSP70 마우스 단클론항체의 DAB 염색을 이용한 면역조직화학분석