

제품명: IFNAR1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM82910

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC, ELISA, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, FC 1:200-1:400
분자량	63.5kDa

항원 정보

유전자명	IFNAR1
다른 이름	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IFN-alpha-REC
유전자 ID	3454.0
SwissProt ID	P17181
면역원	대장균에서 발효된 정제된 인간 IFNAR1 재조합 단백질(아미노산 28-156).


배경

이 유전자는 IFN- α 및 IFN- β 의 수용체인 IFNAR1을 인코딩하며, 이는 IFN- α 및 IFN- β 의 신호 전달에 중요한 역할을 합니다. 이 유전체는 IFN- α 및 IFN- β 의 수용체로서, 이는 IFN- α 및 IFN- β 를 결합하여 STAT1 및 STAT2를 포함한 단백질 복합체를 형성합니다. 이 단백질 복합체는 IFN- α 및 IFN- β 의 신호를 전달하는 데 중요한 역할을 합니다.


연구 분야

PI3K-Akt 신호전달경로


이미지 데이터




검색선 대수형(100ng); 보색선 형(10ng); 파색선 형(50ng); 빨색선 형(100ng)




마우스(1) 종말에 대한 IFNAR1 마우스 mAb 를 사용한 웨스턴 블롯 분석



IFNAR1 마우스 mAb 형(녹색)와 음성 대조군(빨색)을 사용하여 K562 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과



피부에 포도막염 생성을 조여 대한 IFNAR1 마우스 mAb 형에 DAB 염색이 용인면역조직화학 분석



과편에 과편 인간 직장암 조직에 대한 FNAR1 마우스 특이 항체 DAB 염색이 용한 면역조직화학 분석