

제품명: CWP1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83006

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	CWP1
다른 이름	CWP1
유전자 ID	5697748.0
SwissProt ID	-
면역원	인간 CWP1 의 정제 재조합 단백질(아미노산 1-241)을 다량에서 발현시킨 것

배경

세포주: ATCC 50803

연구 분야

이미지 데이터

O.D. ELISA Result

검색선 대조항원(100ng); 보색선 항원(10ng); 파색선 항원(50ng); 빨색선 항원(100ng)

