

제품명: DNAL4 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83071

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액 중 비결합 항체
정제	천상 정제

적용

희석 비율	IHC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	12kDa

항원 정보


유전자명	DNAL4
다른 이름	PIG27
유전자 ID	10126.0
SwissProt ID	O96015
면역원	대장균에서 발효 생산된 DNAL4 재조합 단백질(아미노산 1-105).

배경

DNAL4는 대장균 발효로 생산된 항원입니다.

연구 분야

이미지 데이터



발색 다중원(100ng);