

제품명: 인간 IgA 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83086

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:500-1:1000
분자량	36.6kDa

항원 정보


유전자명	Human IgA
다른 이름	Human IgA
유전자 ID	-
SwissProt ID	P01877
면역원	재조합 인간 IgA2

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



마이크로아우얼에 인공형 인간 단백질을 투여한 인간 IgA 마우스를 대상으로 항체 생산 실험을 실시하여 IgA를 가장 많이 생산하는 IgA 마우스를 선발하고, 이 마우스를 이용하여 항체 생산 실험을 실시하였다.