

제품명: 인간 IgG3 마우스 단클론 항체
카탈로그 번호: AMM83089
연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨 함유된 PBS 용액 중립 pH
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:30000-1:40000
분자량	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

항원 정보


유전자명	Human IgG3
다른 이름	Human IgG3
유전자 ID	-
SwissProt ID	P01860
면역원	재조합 인간 IgG3

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



마이크로아우얼에 항응혈 인간 면역 단백을 포함하는 IgG3 마우스 클론 항체를 사용하여 항체는 과다 노출을 경험한 후 IgG를 사용했다.