

제품명: HEXIM1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83094

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

항원 정보


유전자명	HEXIM1
다른 이름	HEXIM1
유전자 ID	-
SwissProt ID	O94992
면역원	정제된 인간 HEXIM1 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



HeLa 세포용질에 대한 HEXIM1 마스킹 특이성을 확인한 Western blot 분석