

제품명: IL23 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83129

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨 함유된 PBS 용액(정제항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	20.7kDa

항원 정보


유전자명	IL23
다른 이름	IL23
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9NPF7
면역원	정제된 인간 IL23 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



결과: IL23 마우스 단백질은 위단백질을 통해 인간 IL23A를 검출하였다.