

제품명: ITGB1BP2 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83136

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부름(함유) PBS 용해정된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	38.4kDa

항원 정보


유전자명	ITGB1BP2
다른 이름	ITGB1BP2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9UKP3
면역원	정제된 인간 ITGB1BP2 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



쥐골근용도에 대한 ITGB1BP2 마우스 단백질을 선별한 단백질 분석



레인1: 쥐골근 조직용물 레인2: AMM83136 항체 용어 쥐골근 조직용물에서 선별한 ITGB1BP2; 레인3: 레인2 외용어 IgG 용어 선별한 용물 결과 AMM83136 항체 ITGB1BP2 를 선별할 수 있음