

제품명: PRKCB 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83156

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:200, IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	PRKCB
다른 이름	PRKCB
유전자 ID	-
SwissProt ID	P05771
면역원	정제인간 PRKCB 재조합단편

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: K-562 세포용질 레인2: PRKCB 마우스항체를 사용하여 K-562 세포용질에서 면역침강 PRKCB; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 동대조항체를 사용한 결과 PRKCB 마우스항체는 PRKCB를 면역침강시킬 수 있다



PRKCB 항체(AMM83156)를 이용한 조직 IHC-P 분석