

제품명: CCL15 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83184

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
속주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액 중 비결합 항체
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	12.2kDa

항원 정보


유전자명	CCL15
다른 이름	CCL15
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q16663
면역원	정제된 인간 CCL15 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



CCL15 항(CCL15 마우스 분형)을 이용한 조직 IHC-P 분석