

제품명: S100P 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83195

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
속주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:200, IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	S100P
다른 이름	S100P
유전자 ID	-
SwissProt ID	P25815
면역원	정제된 인간 S100P 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: HT-29 세포용량 레인2: S100P 마우스 IgG를 사용하여 HT-29 세포용량에 면역시킨 S100P; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 동대추항체를 사용 결과 S100P 마우스 IgG는 S100P를 면역시킬 수 없다.



S100P 항체(AMM83195)를 이용한 조직 IHC-P 분석