

**제품명: ABRAXAS2** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83204**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	46.9kDa

## 항원 정보


유전자명	ABRAXAS2
다른 이름	ABRAXAS2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q15018
면역원	정제된 인간 ABRAXAS2 재조합 단백질

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



Hep G2 세포 용출액에 대한 ABRAXAS2 마우스 단클항체를 사용한 웨스턴 블롯 분석



레인 1: Hep G2 세포 용출액; 레인 2: AMM83204 항체를 사용하여 Hep G2 세포 용출액에서 면역침착된 ABRAXAS2; 레인 3: 레인 2와 동일한 IgG 동종단클항체를 사용하여 AMM83204 항체 ABRAXAS2를 면역침착할 수 없음