

제품명: CMPK2 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83211

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
속주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	49.4kDa

항원 정보


유전자명	CMPK2
다른 이름	CMPK2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q5EBM0
면역원	정제된 인간 CMPK2 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



Jurkat 세포 용출물에 대한 CMPK2 마우스 단항체를 사용하여 단백질 분석



CMPK2 항체(AMM83211)를 사용하여 조직 IHC-P 분석