

제품명: Pou3f1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83226

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액 중립 pH
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	55kDa

항원 정보


유전자명	Pou3f1
다른 이름	Pou3f1
유전자 ID	-
SwissProt ID	P21952
면역원	정제된 마우스 Pou3f1 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



주노 조직 용출액에 대한 POU3F1 마우스 단항체를 사용한 웨스턴 블롯 분석



항Pou3f1 항체(AMM83226)를 이용한 마우스 뇌 조직 IHC-P 분석