

제품명: ZFP36 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83227

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
속주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지트라이톨 함유된 PBS 용액(정제항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	34kDa

항원 정보


유전자명	ZFP36
다른 이름	ZFP36
유전자 ID	-
SwissProt ID	P26651
면역원	정제인간 ZFP36 재조합단편

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



HCT116 세포용물에 대한 ZFP36 면역단백질 사용에 의한 분석



레인1: HCT116 세포용물 레인2: AMM83227 항체로 용해된 HCT116 세포용물에 면역시킨 ZFP36; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 중립화제를 사용한 AMM83227은 ZFP36을 면역시킬 수 없음