

**제품명: Mitf(phospho S157)** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83238**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	쥐
결합	비결합
변형	안화된
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드/부틸아민 함유 PBS 용액(안화) 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:50-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	Mitf (phospho S157)
다른 이름	Mitf (phospho S157)
유전자 ID	-
SwissProt ID	O88368
면역원	마우스 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



Mitf 항(Mitf(phospho S157) 마우스 단클론 항체)을 이용한 과형성 조직의 IHC-P 분석