

제품명: TRIM7 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83256

연구용 전용

요약

| | |
|----------|--|
| 설명 | 마우스 단클론 항체 |
| 숙주 | 생쥐 |
| 적용 | IHC |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정되지 않음 |
| 아이소타입 | Mouse IgG1 |
| 클론성 | 단클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체) |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|-----------------|
| 희석 비율 | IHC 1:100-1:200 |
| 분자량 | - |

항원 정보


| | |
|--------------|----------------------|
| 유전자명 | TRIM7 |
| 다른 이름 | TRIM7 |
| 유전자 ID | - |
| SwissProt ID | Q9C029 |
| 면역원 | 정제된 인간 TRIM7 재조합 단백질 |

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



TRIM7 항(TRIM7 마우스 분화)를 이용한 조직 IHC-P 분석