

**제품명: TP53I3** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83261**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	36kDa

## 항원 정보


유전자명	TP53I3
다른 이름	TP53I3
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q53FA7
면역원	정제된 인간 TP53I3 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



HT-29 세포 용출물에 대한 TP5313 마스킹 단백질 사용 후 Western blot 분석