

제품명: NEDD4 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83273

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	NEDD4
다른 이름	NEDD4
유전자 ID	-
SwissProt ID	P46934
면역원	정제된 인간 NEDD4 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: 유세포용량 레인2: NEDD4 마우스항체를 이용하여 유세포용량에서 추출한 NEDD4; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 통제항체를 사용한 결과 NEDD4 마우스항체는 NEDD4를 면역침강시킬 수 있다.