

제품명: FH 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83287

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	50kDa

항원 정보


유전자명	FH
다른 이름	FH
유전자 ID	-
SwissProt ID	P07954
면역원	정제된 인간 FH 재조합단편

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



Ramos 용액에 대한 FH 마우스 IgG 항체를 사용한 Western blot 분석



레안1: Ramos 용액 레안2: AMM83287 에 의해 Ramos 용액에서 면역된 FH; 레안3: 레안2 외용화한 IgG 동등대조항을 사용한 결과 AMM83287 은 FH 를 면역시킬 수 있음