

제품명: KPNA1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83300

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액 중립 pH
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	60.2kDa

항원 정보


유전자명	KPNA1
다른 이름	KPNA1
유전자 ID	-
SwissProt ID	P52294
면역원	정제된 인간 KPNA1 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



U-251MG 용액 및 마우스 배양액에 대한 KPNA1 마우스 단클론성 항체 사용에 의한 분석



KPNA1 항체(AMM83300)를 이용한 조직의 IHC-P 분석