

제품명: AGR3 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83303

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부름(함유) PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:200, IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	AGR3
다른 이름	AGR3
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q8TD06
면역원	정제인간 AGR3 재조합단편

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: T-47D 용물 레인2: AGR3 마우스항체를 사용하여 T-47D 용물에서 침착된 AGR3; 레인3: 레인2 외용치만 IgG 용대항체를 사용하여 AGR3 마우스항체를 침착시킬 수 없다.



AGR3 항체(AMM83303)를 이용한 조직 IHC-P 분석