

**제품명: FKBP5** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83335**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부틸(AM) 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	FKBP5
다른 이름	FKBP5
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q13451
면역원	정제된 인간 FKBP5 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



레안1: 유세포용물 레안2: FKBP5 마우스 단항체를 사용하여 유세포용물에 면역시킨 FKBP5; 레안3: 레안2 외용치만 IgG 동대항체를 사용 결과 FKBP5 마우스 단항체는 FKBP5 를 면역시킨 것을 알 수 있었다.