

**제품명: ARFGAP3** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83342**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	ARFGAP3
다른 이름	ARFGAP3
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9NP61
면역원	정제된 인간 ARFGAP3 재조합 단백질

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



레인1: 리소솜용물 레인2: ARFGAP3 마우스 항체를 사용하여 리소솜에서 면역침강 ARFGAP3; 레인3: 레인2 외의 동일한 IgG 용매 항체를 사용하여 ARFGAP3 마우스를 향해 ARFGAP3를 면역침강할 수 없다.



ARFGAP3 항체(AMM83342)를 이용한 면역조직화 IHC-P 분석